





## Анализатор магнитный АМР



Предназначен для проведения качественного экспресс-анализа содержания в минеральном сырье зерен магнитных минералов, определения характеристик поля, необходимых для проведения магнитной сепарации сырья.

Материал магнитов	Nd - Fe - B
Магнитная индукция по линии А, регулируемая, мТл	10...900
Очистка магнитного блока	механическая
Габаритные размеры, мм	85 x 240...300
Масса, кг, не более	2.0

## Пробники магнитные ручные ПМР



Предназначены для извлечения ферромагнитных примесей из жидких и сыпучих материалов для дальнейшего их качественного и количественного анализа.

Обозначение	Магнитная индукция, мТл	Максимальная температура, эксплуатации, °С	Размеры, мм		Масса, кг
			L	L <sub>1</sub>	
ПМР	400	+80	330	110	0.65
ПМР-01		+150			
ПМР-02	600	+80	360	120	0.7
ПМР-03		+150			

1. Указаны значения магнитной индукции на поверхности магнитного блока по характерным линиям при температуре 20°C.
2. Механическая очистка.

### НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32  
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33  
тел./факс +38 0362 64 05 15  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.ua

